

## Használati útmutató

Kedves vásárlók,

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Nevünk egyet jelent a kiváló minőségű, alaposan tesztelt termékekkel, amelyek az energiafogyasztás, a testhőmérséklet, a pulzusszám, a gyengéd manuálterápia, a masszázs és a levegőterápia területén használhatók. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra, győződjön meg arról, hogy más felhasználók számára elérhető, és kövesse az utasításokat. Üdvözlettel: Beurer csapata

### 1. Bemutakozás













Ellenőrizze, hogy a Beurer BM 49 vérnyomásmérőt sértetlen csomagolásban tárolja, és a tartalom hiánytalan. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai nincsenek láthatóan sérültek, és minden csomagolóanyagot eltávolítottak. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz. A szervizközpontok címét a kézikönyv tartalmazza. A karon lévő vérnyomásmérőt felnőttek artériás vérnyomásmértékeinek non-invazív mérésére és szabályozására használják. Segítségével gyorsan és egyszerűen megmérheti vérnyomását, elmentheti a mért értékeket, és megjelenítheti a mért értékek menetét és átlagát.

Figyelmeztetést kap, ha szívritmuszavarai vannak. A meghatározott értékeket a WHO irányelvei szerint osztályozzák és grafikusán értékelik. Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót későbbi használatra, és tegye elérhetővé más felhasználók számára.

### 2. Fontos utasítások

A szimbólumok magyarázata

A használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék és a tartozékok adattábláján a következő szimbólumok szerepelnek:

	Figyelem		Termelő
	Értesítés Figyelmeztetés fontos információkra		Megengedett hőmérséklet és páratartalom a tárolás során
	Kövesse a használati utasítást		Megengedett üzemi hőmérséklet és páratartalom
	Alkatrész BF típusú használatra		Védje a nedvességtől
	Egyenáram Ártalmatlanítás		Sorozatszám
	a régi elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EC EK irányelv szerint - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		A CE-jelölés megerősíti a 93/42/EGK irányelv orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető követelményeinek való megfelelést.

#### Használati útmutató

- Mindig minden nap ugyanabban az időben mérje meg vérnyomását, hogy az értékeket megfelelően össze lehessen hasonlítani.
- Pihenjen kb. 5 percet minden mérés előtt!
- Ha több mérést szeretne végezni egy személyen, akkor tartson 5 perces szünetet az egyes mérések között.
- A mérés előtt legalább 30 percig nem szabad enni, inni, dohányozni vagy sportolni.
- A mért értékek bizonytalansága esetén ismétlje meg a mérést.
- Az Ön által mért értékek csak tájékoztatásul szolgálhatnak, az orvosi vizsgálatot nem helyettesítik! A mért értékeket beszélje meg kezelőorvosával, semmi esetre se hozza meg saját orvosi döntéseit (pl. gyógyszerek és azok adagolása) az eredmények alapján!
- Ne használja a vérnyomásmérőt újszülötteknél és preecclampsziában szenvedő betegeknél. Javasoljuk, hogy a terhesség alatti vérnyomásmérő használata előtt konzultáljon orvosával.
- Szív- és érrendszeri megbetegedések esetén előfordulhat hibás mérés, ill hogy hátrányosan befolyásolja a mérés pontosságát. Ez nagyon alacsony vérnyomás, cukorbetegség, keringési és ritmuszavarok, valamint hidegrázás vagy hidegrázás esetén is előfordul.
- A vérnyomásmérőt nem szabad nagyfrekvenciás sebészeti eszközzel együtt használni.
- Csak olyan személyek használja a készüléket, akiknek a kar kerülete megfelelő ehhez a készülékhez.
- Ügyeljen arra, hogy a felfújás során a kérdéses végtag működése károsodhat.
- Vérnyomásméréskor nem szabad a vérkeringést szükségtelenül sokáig elnyomni. A készülék meghibásodása esetén vegye le a mandzsettát a karról.
- Kerülje a mandzsettátömlő mechanikus összenyomását, összenyomását vagy megtörését.
- Kerülje az állandó mandzsettanyomást és a gyakori méréseket. A véráramlás ebből eredő korlátozása károsodáshoz vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a mandzsetta ne legyen arra a karra helyezve, amelynek artériái vagy vénái kezelés alatt állnak, például intravaszkuláris beavatkozás, ill. intravaszkuláris terápia vagy arteriovenosus shunt (AV-).
- Ne rögzítse a mandzsettát olyan személyekre, akiknél mellamputációt végeztek.
- Ne helyezze a mandzsettát olyan sebekre, amelyek további sérüléseket okozhatnak.
- A vérnyomásmérőt elemekkel vagy hálózati adapterrel is használhatja. Vegye figyelembe, hogy az adatátvitel és tárolás csak akkor lehetséges, ha a vérnyomásmérő áram alatt van. Amint az elemek lemerülnek, vagy a tápfeszültséget leválasztják a hálózatról, a vérnyomásmérő elveszti a dátumot és az időt.
- Az automatikus kikapcsolás kikapcsolja a vérnyomásmérőt, hogy kímélje az akkumulátort, ha 1 percig nem nyomnak meg gombot.
- A készüléket csak a jelen használati utasításban meghatározott célra szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

#### Tárolási és gondozási utasítások

- A vérnyomásmérő precíz és elektronikus alkatrészekből áll. A mért értékek pontossága és a készülék élettartama a gondos kezeléstől függ:

- Óvja a készüléket ütésektől, nedvességtől, szennyeződésektől, erős hőmérséklet-ingadozásoktól és közvetlen napfénytől.
- A készülék nem eshet rád.
- Ne használja a készüléket erős elektromágneses mező közelében, tartsa távol rádióberendezésektől vagy mobiltelefonoktól.
- Csak a mellékelt vagy eredeti tartalék mandzsettát használja. Ellenkező esetben hibás értékeket mérnek.
- Ne nyomja meg a gombokat, ha nincs felhelyezve a mandzsetta.
- Javasoljuk, hogy távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

#### Javítási és ártalmatlanítási utasítások

- Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Kérjük, a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le.
- Ne nyissa fel a készüléket. Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.
- Ne javítsa vagy állítsa be saját maga a készüléket. Ebben az esetben a tökéletes működés már nem biztosított.
- Javítást csak az ügyfélszolgálat vagy a hivatalos kereskedő végezhet. Minden panasz előtt először ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki azokat.

- A készüléket az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (WEEE) megfelelően ártalmatlanítsa.


Visszajelzéssel forduljanak az önkormányzati selejtezőhöz.




# Machine Translated by Google

## 3. A készülék leírása

1. Mandzsetta 2.
- Mandzsetta tömlő 3.
- Mandzsetta dugó 4.
- Kijelző 5. Adapter csatlakozás 6. Memória gomb M
7. START / STOP gomb 8.
- Funkciógombok - / + 9. WHO skála 10. Hüvelyes csatlakozó



1. Felfújás, elszívott levegő 2. Szisztolés nyomás 3. Tárolt adatok megjelenítése: átlagérték (AVG), reggel (AM), este (PM)
4. Diasztolés nyomás
5. Felhasználói memória
6. Észlelt impulzusérték
7. Szívritmuszavar szimbólum 8. Idő és dátum 9. WHO osztályozás
10. Memória hely száma
11. Elemcsere szimbólum




## 4. Felkészülés a mérésre

Az elemek behelyezése

- Nyissa ki az elemtartó fedelét. •

Helyezzen be négy darab 1,5 V-os AA (LR6 típusú alkáli) elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritásjelzéssel helyezze be. Ne használjon újratölthető elemeket. "A készülék üzemkés, megkezdheti a mérést" üzenet. • Ezután óvatosan zárja le az elemtartó fedelét. • Behelyezett elem mellett a készülék továbbra is mutatja az időt és a dátumot.



Ha megjelenik az elemcsere jelzése Kérjük, cserélje és E6-nál nem lehet több mérést végezni. A készüléken ez olvasható: "Az akkumulátor nagyon alacsony." ki az elemeket. Miután eltávolította az elemeket a készülékből, újra be kell állítania a dátumot, az időt és a nyelvet.

A lemerült akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítsa őket elektromos kereskedőjénél vagy a helyi gyűjtőhelyen. A törvény kötelezi erre. Figyelmeztetés: A káros anyagokat tartalmazó akkumulátorokon a következő jelzések láthatók: Pb: az akkumulátor ólmot tartalmaz, Cd: az akkumulátor kadmiumot tartalmaz, Hg: az akkumulátor higanyt tartalmaz.

A dátum, az idő és a nyelv beállítása

Ebben a menüben egyénileg beállíthatja a következő funkciókat: dátum idő nyelv hangerő Be kell állítani a dátumot és a

pontos időt. Csak ezután tudja a mérési értékeket helyesen elmenteni a dátummal és a pontos idővel, és később előhívni. Az idő 24 órás formátumban jelenik meg.

Ezen kívül a készülék 3 nyelven kínál beállításokat. Kiszállításkor a készülék cseh nyelvre van állítva.

**i** Ha lenyomva tartja a funkciógombokat, gyorsabban állíthatja be a megfelelő értékeket.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helyezze be az elemeket, és tartsa lenyomva az M memóriagombot 5 másodpercig. Az év villogni kezd a kijelzőn. • Állítsa be a megfelelő évet a - / + funkciógombokkal, és nyugtázza az M gombbal. • Állítsa be a hónapot, napot, órát és perct, és mindig erősítse meg a bevitelt az M memóriagombbal.</li> </ul>	<p>Hangkimenet</p> <p>A készülék üzemkés, elkezdheti a mérést.</p>
	<p>Az L1 nyelv kijelzése villog a kijelzőn. • A - / + funkcióbillentyűkkel a következő nyelveket választhatja ki, a választást az M gombbal erősítheti meg: L1 = román L2 = lengyel L3 = szlovák L4 = magyar L0 = a nyelv ki van kapcsolva</p> <p><b>i</b> L0 = nyelv kikapcsolva azt jelenti, hogy nincs hangkimenet, és így nincs akusztikus reprodukció.</p>	<p>Románia</p> <p>fényesít</p> <p>cseh</p> <p>Magyar</p>
	<p>A Vo1 hangerő kijelző villog a kijelzőn. • A kiválasztott nyelv hangerejét a - / + funkciógombokkal állíthatja be, választását az M gombbal erősítheti meg: Vo3 = hangos Vo2 = közepes hangos Vo1 = halk Működés hálózati táplálással Ez a készülék hálózatról is használható. • Ebben az esetben nem lehetnek elemek a rekeszben. A tápegység 071.60 rendelési számon kapható szaküzletben vagy ügyfélszolgálati címen. • A vérnyomásmérőt csak az itt leírt tápegységgel szabad használni a készülék</p>	<p>Hangkimenet</p>

esetleges károsodásának elkerülése érdekében. • Dugja be a tápegységet a megfelelő aljzatba a vérnyomásmérő jobb oldalán.

A hálózati adaptert csak a típus táblán megadott hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni. • Ezután csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba. • A vérnyomásmérő használata után először húzza ki a tápegységet a konnektorból, majd a vérnyomásmérőből.

Amikor leválasztja a hálózati adaptert a vérnyomásmérőről, a dátum és az idő törlődik. A tárolt mérési értékek azonban megmaradnak.

## 5. Vérnyomásmérés Mérés

előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletre melegedni.


A mandzsetta

felhelyezése A) Helyezze a mandzsettát a csupasz bal karra. A kar vérkeringését nem korlátozhatják keskeny ruhadarabok stb.

B) Helyezze a mandzsettát a karra úgy, hogy az alsó széle 2-3 cm-rel a könyök és az artéria hajlítása felett legyen. A cső a tenyér közepére mutat.

C) Most tekerje a mandzsetta szabad végét a kar köré, de ne túl szorosan, és zárja be a tépőzárát. A mandzsettát olyan szorosan kell rögzíteni, hogy két ujját még mindig a mandzsetta alá tudja nyomni.


D) Most dugja be a hüvelyes tömlőt a karmantyús csatlakozóba.



**Figyelem:** A készüléket csak az eredeti mandzsettával használhatja. A mandzsetta 22-36 cm-es karkörfogathoz alkalmas. 163.387 rendelési szám alatt szaküzletben vagy szerviz címen rendelhető nagyobb mandzsetta 35 - 44 cm-es karkörfogathoz.

Helyes testtartás

- Pihenjen kb. 5 percet minden mérés előtt! Ellenkező esetben mérési pontatlanságok léphetnek fel.
- Mérhét akár ülve, akár fekvé. Mindenesetre ügyeljen arra, hogy a mandzsetta szívmagasságban legyen.
- Üljön kényelmesen a vérnyomásméréshez. Pihentesse a hátát és a karját. Ülés közben ne tegye keresztbe a lábát. A lábaknak érinteniük kell a padlót.
- A hibás mérési eredmények elkerülése érdekében higgadtan viselkedjünk és ne beszéljünk a mérés során.



Memória kiválasztása

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapcsolja be a vérnyomásmérőt a be/ki kapcsolóval. </li> <li>• Az idő és a dátum akkor is megjelenik, ha a készülék ki van kapcsolva.</li> <li>• Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát a - / + funkciógomb megnyomásával.</li> </ul> <p></p> <p>A készülék 2 memóriával rendelkezik, mindegyikben 60 különálló memóriahely található 2 különböző személy mérési eredményének mentése.</p>	<p>Hangkimenet, ha a hangutasítás funkció be van kapcsolva</p> <p>A készülék üzemkész, elkezdheti a mérést.</p> <p>Felhasználói memória 1 Felhasználói memória 2</p>
---	--

Vérnyomás mérés

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rögzítse a mandzsettát a fent leírtak szerint, és vegye fel azt a pozíciót, amelyben mérni szeretne.</li> <li>• Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval.</li> <li>• A kijelző ellenőrzött, és minden része világít.</li> <li>• A vérnyomásmérő egy kapcsolóval kapcsol be. Megjelenik a megfelelő memóriahely.</li> </ul> <p>A mandzsetta 190 Hgmm-re fújódik fel. Légnyomás a mandzsettában lassan hanyatló. A már felismerhető hajlam a magas nyomásra, a mandzsetta még mindig egyszer fúj, és még egyszer megnő a nyomás. Amint a pulzus észlelhető, villogó szimbólum </p> <p>A mérést bármikor leállíthatja a kapcsoló megnyomásával. </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megjelennek a szisztolés nyomás, diasztolés nyomás és pulzus mérési eredményei.</li> </ul> <p>A bejelentés alatt a - / + funkciógombok segítségével módosíthatja a hangerőt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E_ A szimbólum jelenik meg, ha a mérést nem lehetett megfelelően végrehajtani. Kövesse a használati útmutató Hibaelhárítás/Hibaelhárítás részében található utasításokat, és ismétlje meg a mérést.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A mérési eredmény automatikusan mentésre kerül.</li> <li>• A készülék 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.</li> </ul> <p>Várjon legalább 5 percet az újbóli mérés előtt!</p>	<p>Hangkimenet, ha a hangutasítás funkció be van kapcsolva</p> <p>A készülék üzemkész, elkezdheti a mérést.</p> <p>Szisztolés nyomás ... Hgmm Diasztolés nyomás ... Hgmm Pulzusszám ... ütés percnként</p> <p>A WHO irányelvei szerint Önnek van</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- optimális vérnyomás</li> <li>- normál vérnyomás</li> <li>- magasabb normál vérnyomás</li> <li>- enyhe magas vérnyomás</li> <li>- mérsékelt magas vérnyomás</li> <li>- súlyos magas vérnyomás</li> </ul>
---	---

## 6. Az eredmények értékelése

Szívrítmuszavarok:

Ez a készülék a mérés során azonosítani tudja az esetleges szívrítmuszavarokat, és erre a szimbólum is figyelmeztet a mérés után. Ha a hangos irányítás funkció be van kapcsolva, a készülék „Szívrítmus gyanúját észlelte. Ez szívrítmuszavar jele lehet. Az aritmia olyan betegség, amelyben a szívrítmus rendellenes a szívverést szabályozó bioelektromos rendszer rendellenességei miatt. A tüneteket (kimaradt vagy korai szívverés, lassabb vagy túl gyors szívverés) okozhatja többek között szívbetegség, idős kor, fizikai hajlam, túlzott táplálék, stressz vagy alváshiány. Az aritmiát csak az orvos tudja észlelni. Ismétlje meg a mérést, ha a mérés után az aritmia szimbólum megjelenik a kijelzőn. Ügyeljen arra, hogy a mérés előtt 5 percet pihenjen, és ne beszéljen vagy mozogjon a mérés alatt. Ha a szimbólum gyakran megjelenik, forduljon orvosához. A mérési eredményeken alapuló öndiagnózis és kezelés veszélyes lehet. Feltétlenül kövesse orvosát utasításait.

WHO osztályozás:

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei/definíciói szerint a mérési eredmények osztályozása és értékelése az alábbi táblázat szerint történik:

Vérnyomás tartomány	Szisztola (v Hgmm)	Diasztolés (Hgmm-ben)	Mérések
3. fokozat: súlyos magas vérnyomás	>=180 160-179 140-159	>=110	Elmenni orvoshoz
2. fokozat: mérsékelt magas vérnyomás	130-139 120-129 <120	100-109	Elmenni orvoshoz
1. fokozat: enyhe magas vérnyomás		90-99	Rendszeres ellenőrzések orvossal
Magas normál nyomás		85-89	Rendszeres ellenőrzések orvossal
Normál nyomás		80-84	Önuralom
Optimális nyomás		<80	Önuralom



Forrás: WHO, 1999

A kijelzőn látható oszlopdiagram és a készüléken lévő skála mutatja, hogy a mért vérnyomás melyik tartományba esik.

Ha a szisztolés és diasztolés értékek két különböző WHO tartományban vannak (pl. szisztolés a magas normál tartományban és diasztolés a normál tartományban), a WHO grafikus eloszlása a műszeren mindig magasabb értéket mutat, a leírt példában "magas Normál".

## 7. A mérési értékek mentése, előhívása és törlése

A bejelentés alatt a - / + funkciógombok segítségével módosíthatja a hangerőt.

—	<p>Az eredmények a dátummal és az idővel együtt minden sikeres mérés után mentésre kerülnek. Ha több mint 60 mérési adat van a memóriában, akkor a legrégebbi adat törlődik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval.</li> <li>Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát  ...  a funkciógombok - / + megnyomásával.</li> </ul>	<p>Hangkimenet, ha a funkció be van kapcsolva hangos útmutató</p> <p>A készülék üzemkés, elkezdheti a mérést.</p> <p>Felhasználói memória 1 Felhasználói memória 2</p>
---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a memória gombot M. Először az AVG felhasználói memória összes tárolt mérési értékének átlagértéke jelenik meg.</li> <li>Az M memóriagomb ismételt megnyomása után a reggeli mérés utolsó 7 napjának átlagértéke jelenik meg (reggel: 5.00 - 9.00, AM kijelzés).</li> <li>Az M memóriagomb ismételt megnyomása után az esti mérés utolsó 7 napjának átlagértéke jelenik meg (este: 18.00 - 21.00, PM kijelzés).</li> </ul>	<p>Átlagos érték:</p> <p>Szisztolés nyomás ... Hgmm Diasztolés nyomás ... Hgmm Pulzusszám ... pulzus mögött perc A WHO irányelvei szerint Önnek...</p>
---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ismét megnyomja az M memóriagombot, mindig megjelennek az egyes mérések utolsó értékei a mérés dátumával és időpontjával.</li> </ul>	<p>Egy hely az emlékeztetőben...</p> <p>Szisztolés nyomás ... Hgmm Diasztolés nyomás ... Hgmm Pulzusszám ... ütés percnként A WHO irányelvei szerint Önnek...</p>
---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az értékek törléséhez a megfelelő memóriából először kapcsolja be a készüléket. Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát. Nyomja meg egyszerre a - és + funkcióbillentyűket 5 másodperc.</li> <li>A készülék azonnal készenléti üzemmódba (óra üzemmód) vált.</li> </ul>	<p>A memóriában lévő összes érték törlődött.</p>

### 8. Hibaüzenetek / hibaelhárítás

Hiba esetén az E\_ hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. Hibaüzenetek jelenhetnek meg, ha

- nem észlelhető pulzus (E1),
- mozogtál vagy beszéltél a mérés során (E2),
- a mandzsetta túl szoros vagy túl laza (E3),
- hibák lépnek fel a mérés során (E4),
- 300 Hgmm-t meghaladó felfújási nyomás (E5);
- az elemek lemerültek (E6).

Ilyen esetekben ismétlje meg a mérést. Ügyeljen arra, hogy ne mozogjon vagy ne beszéljen. Ha szükséges, helyezze vissza vagy cserélje ki az elemeket.

### 9. A készülék tisztítása és tárolása

- A vérnyomásmérőt csak enyhén nedves ruhával tisztítsa óvatosan.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószert.
- Soha ne mossa a készüléket víz alatt, mert bejuthat és megsérülhet.
- Tárolás után ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Távolítsa el az elemeket. A mandzsetta tömlőt nem szabad eltörni.

### 10. Műszaki paraméterek

Model szám.	BM 49
Mérési módszer	oszillometrikus, non-invazív vérnyomásmérés a karon
Mérési tartomány	Mandzsettanyomás 0-300 Hgmm, szisztolés 50-250 Hgmm, diasztolés 30-200 Hgmm, Pulzus 30-180 ütés/perc
Kijelzési pontosság	szisztolés $\pm 3$ Hgmm, diasztolés $\pm 3$ Hgmm, pulzus a kijelzett érték $\pm 5\%$ -a
Mérési bizonytalanság	Maximális megengedett szórás a klinikai vizsgálat szerint: szisztolés nyomás 8 Hgmm / diasztolés 8 Hgmm
Memória Méretek	2 x 60 memóriahely
Tömeg Mandzsetta mérete Megengedett	d 145 mm x $\varnothing$ 96 mm xv 60 mm Kb. 264 g (elemek nélkül)
működési feltételek	22-36 cm

+10 °C és +40 °C között, 85% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Megengedett tárolási feltételek -20 °C és +50 °C között, 85% relatív páratartalom, külső nyomás 800 -1050 hPa

Tápellátás 4 x 1,5 V AA elem (LR6 típusú alkáli)

Az akkumulátor élettartama körülbelül 250 méréshez, vérnyomástól függően, ill inflációs nyomás




Tartozékok Használati utasítás, 4 db 1,5 V AA elem, tárolótáska

Belső tápegység besorolása, IPX0, AP vagy APG nélkül, folyamatos működés, BF típusú alkalmazási alkatrész

A műszaki adatok frissítés miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

- Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 európai szabványnak, és az elektromágneses kompatibilitást illetően különleges óvintézkedések vonatkoznak rá. Felhívjuk figyelmét, hogy a hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs eszközök hatással lehetnek erre az eszközre. Bővebb felvilágosítást kérhet a megadott ügyfélszolgálati címen, vagy olvassa el a kezelési útmutató végén.
- A készülék megfelel az EU Gyógyászati termékekről szóló 93/42/EK irányelvnek, a Gyógyászati termékekről szóló törvénynek és az EN1060-1 (Non-invazív vérnyomásmérők, 1. rész: Általános követelmények), EN1060-3 (Nem invazív vérnyomás) szabványoknak. monitorok, 3. rész: Kiegészítő követelmények elektromechanikus vérnyomásmérő rendszerekhez) és IEC80601-2-30 (Orvosi elektromos berendezések, 2-30. rész: Különleges biztonsági rendelkezések, beleértve az automatikus, nem invazív vérnyomásmérők fő teljesítményjellemzőit).
- Ennek a vérnyomásmérőnek a pontosságát gondosan ellenőrizték, és hosszú, használható élettartamra fejlesztették. Ha a készüléket egészségügyben használja, megfelelő eszközökkel végezzen műszaki méréseket. A pontosság ellenőrzéséhez megtudhatja a pontos részleteket szolgáltatási címet.

### 11. Adapter

Model	No. FW 7575M / EU / 6/06
Input	100-240 V, 50-60 Hz
Output	6 V DC, 600 mA, csak Beurer vérnyomásmérővel kombinálva. Friwo equipment construction GmbH
Manufacturer Protection	A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és egy primer hőbiztosítóval van ellátva, amely hiba esetén leválasztja a készüléket a hálózatról.
	Az adapter használata előtt győződjön meg arról, hogy az elemeket eltávolította az elemtartóból.
	DC csatlakozási polaritás
	Védőszigetelés / védelmi osztály 2

Ház és védőburkolatok Az adapter háza véd az olyan alkatrészekkel való érintkezés ellen, amelyek, ill. Lehetnek áram alattiak (ujjak, tűk, próbahorgok).

A felhasználó nem érintheti meg egyszerre a páciens és a hálózati adapter kimeneti csatlakozóját.

### KAPCSOLAT A SZERVIZKÖZPONTHOZ:

Kizárólagos importőr és forgalmazó a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában:

BORGY CZ, as

Panaszok / szervíz

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Cseh Köztársaság

Tel.: +420 326 320 662, E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz), [www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)