

GEBRAUCHSANWEISUNG

FÜR ATEMSCHUTZMASSNAHMEN DER KLASSEN FFP2, N95, KN95, FFP3

Vereinfachte Tabelle der Atemschutzklassen

(zdroj: MZýR die ECDC. Infektionsprävention und -kontrolle für COVID-19 im Gesundheitswesen – erste Aktualisierung)

| Schutzklasse STANDARD | FFP2 | N95 | KN95 | FFP3 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Filtrationseffizienz | ≥ 94 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 99 % |

Atemschutzgeräte aller oben genannten Klassen filtern Bakterien, Viren, Staub, Aerosole, Smog, Rauch mit der in der Tabelle aufgeführten Mindesteffizienz. Sie bieten keinen Schutz gegen Gase. Für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Atemschutzgeräts einer der oben genannten Klassen ist es unerlässlich, diese Gebrauchsanweisung zu befolgen und regelmäßig auf Undichtigkeiten zu prüfen. Verwenden Sie das Atemschutzgerät nur für die vom Hersteller angegebene Zeit. Die übliche Zeit für die Verwendung eines Einweg-Atemschutzgeräts beträgt eine Schicht, dh 8 Stunden in einer Standardumgebung, für wiederverwendbare Atemschutzgeräte folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers. In einer mikrobiologisch kontaminierten Umgebung und nach Ablauf der Nutzungsdauer lässt die Wirksamkeit der Atemschutzmaske deutlich nach und die Atemschutzmaske verliert ihre Wirkung. Der Hersteller garantiert nicht die Filterleistung des Atemschutzgeräts, wenn es mechanisch beschädigt ist. Verwenden Sie das Atemschutzgerät nicht in einer offenen Flamme oder in einer Umgebung, in der die Sauerstoffkonzentration weniger als 17 % beträgt.

Die meisten Atemschutzmasken haben eine universelle Größe. Das richtige Anlegen des Atemschutzgeräts am Gesicht ist für eine angemessene Atmung unerlässlich. Wenn die Atemschutzmaske nicht dicht genug ist, können unerwünschte Substanzen in die linken Lücken eindringen. Wenn Sie die Atemschutzmaske nicht richtig anbringen können, sollten Sie ein anderes Modell ausprobieren. Die Atemschutzmaske sollte nicht zu groß sein, um Ihre Augen oder Ihre Sicht nicht zu behindern. Gleichzeitig sollte es eng am gesamten Gesichtsrand anliegen. Der Bereich um Nase und Kinn verdient besondere Aufmerksamkeit. Ihr Gesicht sollte in dem Bereich glatt rasiert sein, in dem die Atemschutzmaske dicht an der Haut anliegt. Bärte und Stoppeln können dazu führen, dass die Atemschutzmaske undicht wird.

Lagerung vor Gebrauch:

- in einem verschlossenen Beutel, zum Beispiel in der Originalverpackung
- in einer sicheren Umgebung (saubere Luft)
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- in einem Raum mit Luftfeuchtigkeit und Temperatur im auf der Verpackung angegebenen Bereich.

Lagerung nach Gebrauch:

- Legen Sie das Atemschutzgerät in einen undurchlässigen Behälter und werfen Sie es in den gemischten Abfall.
- Nachdem Sie die wiederverwendbare Atemschutzmaske vom Gesicht genommen haben, lassen Sie sie an einem sicheren Ort mit Frischluftzufuhr lüften und legen Sie sie erst nach vollständiger Trocknung wieder in eine Schutzverpackung, wo sie bis zur weiteren Verwendung verbleiben kann. Um eine mögliche Kontamination mit gefährlichen Mikroorganismen auszuschließen, können Sie die Atemschutzmaske innen und außen mit Desinfektionsmitteln besprühen, die für den Typ der Atemschutzmaske geeignet sind. Legen Sie das Atemschutzgerät am Ende seiner Lebensdauer in einen undurchlässigen Behälter und werfen Sie es in den Mischabfall.

Einsatz:

- 1** Hände gründlich waschen oder desinfizieren
- 2** Öffnen Sie vorsichtig den Beutel, in dem die Atemschutzmaske(n) verpackt ist/sind, und entnehmen Sie 1 Stück.
- 3** Legen Sie es auf Ihr Gesicht, so dass es Mund und Nase bedeckt. Fangen Sie die Gummibänder oder Bänder auf hinter die Ohren, damit die Atemschutzmaske Ihr Gesicht gut hält. Im Fall von Gummibändern, die dazu bestimmt sind, am Rücken befestigt zu werden, ziehen Sie sie über Ihren Kopf und stellen Sie sie so ein, dass die Atemschutzmaske bequem zu Ihnen passt.
- 4** Drücken Sie die Atemschutzmaske gegen Ihr Gesicht und stellen Sie sie mit der anderen Hand so ein, dass sie eng anliegt. Achten Sie besonders auf die Formgebung des Clips im Nasenbereich
- 5** Die Atemschutzmaske hat die richtige Größe und sitzt gut, wenn Sie beim Ein- und Ausatmen einen Widerstand spüren und die Wände der Atemschutzmaske abwechselnd drücken und sich vom Gesicht lösen.
- 6** Nach dem Abnehmen der Atemschutzmaske Hände gründlich waschen oder desinfizieren.



lesen Sie die
Gebrauchsanweisung



wichtige
Informationen
in der Gebrauchsanweisung



CE / PAPA / PE



unsteriles
Produkt



für den
einmaligen Gebrauch
bestimmt



trocken lagern



Temperaturgrenze



Obergrenze
Temperatur



untere
Temperaturgrenze



Halbbarkeitsdatum



vor Sonnenlicht
schützen

REF

Katalognummer

VIEL

Chargennummer



Herstellungsdatum



Produzent