

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OSZTÁLYÚ FFP2, N95, KN95, FFP3 LÉGZŐMASZTOKHOZ

Egyszerűsített légzésvédő osztály táblázat

(zdroj: MZČR dle ECDC. Fertőzésmegelőzés és a COVID-19 elleni védekezés az egészségügyi intézményekben – első frissítés)

Védelmi osztály ALAPÉRTELMEZETT	FFP2	N95	KN95	FFP3
Szűrés hatékonysága	94 %	95 %	95 %	99 %

Az összes fenti osztályba tartozó légzőkészülékek a táblázatban felsorolt minimális hatékonysággal szűrik a baktériumokat, vírusokat, port, aeroszolt, szmogot, füstöt. Nem nyújtanak védelmet a gázok ellen. A fenti osztályok bármelyikébe tartozó légzőkészülék megfelelő működéséhez elengedhetetlen a használati utasítás betartása és a szivárgás rendszeres ellenőrzése. A légzőkészüléket csak a gyártó által meghatározott ideig használja. Az eldobható légzőkészülék használatának szokásos ideje egy műszak, azaz 8 óra normál környezetben, az újrafelhasználható légzőkészülékekénél kövesse a gyártó ajánlásait. Mikrobiológiailag szennyezett környezetben és a használat lejárta után a légzőkészülék hatékonysága jelentősen csökken, a légzőkészülék hatásossága megszűnik. A gyártó nem garantálja a légzőkészülék szűrési hatékonyságát, ha az mechanikusan sérült. Ne használja a légzőkészüléket nyílt lángon vagy olyan környezetben, ahol az oxigénkoncentráció 17%-nál kisebb.

A legtöbb légzőkészülék univerzális méretű. A megfelelő légzéshez elengedhetetlen a légzőkészülék megfelelő alkalmazása az arcra. Ha a légzőkészülék nem elég szoros, a nem kívánt anyagok bejuthatnak a bal oldali résekbe. Ha nem tudja megfelelően csatlakoztatni a légzőkészüléket, próbáljon ki egy másik modellt. A légzőkészülék nem lehet túl nagy, hogy ne takarja el a szemét vagy ne akadályozza a kilátást. Ugyanakkor szorosan illeszkednie kell az arc teljes szélére. Az orr és az áll körüli terület külön figyelmet érdemel. Az arcát tisztára kell borotválni azon a területen, ahol a légzőkészülék a bőrhöz közel van. A szakáll és a tarló a légzőkészülék szivárgását okozhatja.

Tárolás használat előtt:

- zárt tasakban, például eredeti csomagolásban, biztonságos
- környezetben (tisza levegő)
- távol a közvetlen napfénytől
- olyan helyiségben, ahol a páratartalom és a hőmérséklet a csomagoláson feltüntetett tartományban van.

Tárolás használat után:

- Helyezze a légzőkészüléket egy át nem eresztő edénybe, és dobja a vegyes hulladék közé.
- Az újrafelhasználható légzőkészüléket az arcról történő eltávolítás után hagyjuk biztonságos helyen, friss levegő után szellőztetni, és csak a teljes megszáradás után helyezzük vissza védőcsomagolásba, ahol a további használatig eltartható. A veszélyes mikroorganizmusokkal való esetleges szennyeződések kiküszöbölése érdekében a légzőkészüléket kívül-belül permetezheti a légzésvédő típusának megfelelő fertőtlenítőszerrel. Élettartamának végén helyezze a légzőkészüléket vízhatlan edénybe, és dobja a vegyes hulladék közé.

Telepítés:

- 1 Alaposan mosson vagy fertőtlenítsen kezét
- 2 Óvatosan nyissa ki a zsákot, amelyben a légzőkészülék(ek) vannak, és vegyen ki 1 darabot.
- 3 Tedd az arcodra úgy, hogy eltakarja a szádát és az orrodát. Fogja meg a gumisalagokat vagy szalagokat a füle mögé, hogy a légzőkészülék jól tartsa az arcát. A hátoldalra rögzíthető gumisalagok esetében húzza át a fejére, és állítsa be úgy, hogy a légzőkészülék kényelmesen illeszkedjen Önhez.
- 4 Nyomja a légzőkészüléket az arcához, és a másik kezével állítsa be úgy, hogy szorosan illeszkedjen. Különös figyelmet kell fordítani a klip kialakítására az orr területén
- 5 A légzőkészülék megfelelő méretű és jól rögzíthető, ha be- és kilégzéskor ellenállást érez, és a légzésvédő falai váltakozva nyomódnak és válnak le az arcról.
- 6 A légzőkészülék eltávolítása után alaposan mosson vagy fertőtlenítsen kezét.



olvassa el a
használati utasítást



fontos
információkat
a használati utasításban



CE / PAPA / PE



nem steril
termék



egyszeri
használatra szánták



száraz
helyen tároljuk



hőmérsékleti
határ



felső határ
hőfok



alsó
hőmérsékleti határ



lejáratási dátum



védje a napfénytől

REF

katalógus szám

SOK

tétel száma



Gyártás dátuma



termelő